

PRAES

P R A C U J B E Z P I E C Z N I E

OCHRONA OCZU

MOBILNA PIERWSZA POMOC

www.praes.pl

SERIA
PRODUKTOWA

plum
Safety

W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, należy koniecznie stosować odpowiedni sprzęt pierwszej pomocy. Jeśli doszło do kontaktu oka z niebezpieczną substancją, szybkie udzielenie pierwszej pomocy ma decydujące znaczenie w kontekście uratowania wzroku. Niniejsza broszura pomoże Ci pogłębić wiedzę na temat pierwszej pomocy w przypadku uszkodzeń oczu.

www.praes.pl

Plum Eye Wash – butelka 200 ml



Mała, poręczna butelka zawiera sterylny roztwór chlorku sodu o stężeniu 0,9%. Przeznaczona do noszenia przy sobie w specjalnym futerale, apteczce, skrzynce narzędziowej, itp. Posiada ergonomiczną końcówkę dopasowaną do kształtu oka i zabezpieczenie przeciw kurzowi. Na etykiecie widnieje szczegółowa instrukcja użycia.

Okres przydatności do użycia: 3 lata

Butelka posiada oznaczenie CE.

Czas płukania: ok. 2 minuty
Nr produktu: 4701
Opakowanie: 10 x 200 ml

Plum Eye Wash – butelka 500 ml / 1.000 ml



Butelka zawiera sterylny roztwór chlorku sodu o stężeniu 0,9%. Posiada ergonomiczną końcówkę dopasowaną do kształtu oka i zabezpieczenie przeciw kurzowi. Na etykiecie widnieje szczegółowa instrukcja użycia. Do napełniania stacji lub stosowania luzem.

Okres przydatności do użycia: 3 lata

Butelka posiada oznaczenie CE.

Czas płukania 500 ml: ok. 5 minut
Nr produktu: 4702
Opakowanie: 12 x 500 ml
Czas płukania 1.000 ml: ok. 10 minut
Nr produktu: 4721
Opakowanie: 6 x 1.000 ml

Plum Eye Wash – stacja 500 ml



Stacja ścienna wyposażona w jedną butelkę płynu Plum Eye Wash i piktogram. Nadaje się zwłaszcza do montażu w miejscach, w których może być potrzebne szybkie przepłukanie oczu, w mniejszych zakładach i na ruchomych stanowiskach pracy.

Czas płukania: ok. 5 minut
Nr produktu: 4704
Opakowanie: 1 szt.

Plum Eye Wash – stacja 2 x 500 ml



Proste rozwiązanie, łatwe w montażu bezpośrednio przy stanowiskach pracy.

Stacja, wyposażona w lusterko i czytelną instrukcję użycia, zapewnia poprawne i szybkie wykonanie płukania oczu w razie wypadku. Nie nadaje się do miejsc, w których występuje duża koncentracja kurzu i pyłu.

Czas płukania: ok. 10 minut
Nr produktu: 4682
Opakowanie: 1 szt.

Plum Eye Wash – stacja 2 x 500 ml



Odporna na wnikanie kurzu stacja ścienna wykonana z wytrzymałego styropianu i wyposażona w dwie butelki płynu Plum Eye Wash. Nadaje się zwłaszcza do montażu w działach produkcyjnych, itp. miejscach, w których występuje duża koncentracja kurzu i pyłu, oraz na ruchomych stanowiskach pracy. Z przodu umieszczono czytelny piktogram, w pokrywie znajduje się lusterko. Dostępna także z elementem grzewczym.

Czas płukania: ok. 10 minut
Nr produktu: 4703
Opakowanie: 1 szt.

Plum Eye Wash – stacja MAXI



Stacja ścienna wyposażona w dwie litrowe butelki płynu Plum Eye Wash, piktogram i lusterko. Zapewnia ok. 20 minutowy łączny czas płukania i nadaje się zwłaszcza do montażu w miejscach, w których tak długi czas może okazać się niezbędny.

Czas płukania: ok. 20 minut
Nr produktu: 4715
Opakowanie: 1 szt.

ph Neutral – butelka 200 ml



Mała, poręczna butelka zawiera sterylne bufor fosforanowy o stężeniu 4,9%, który szybko neutralizuje kwasy i zasady (nie zaleca się stosowania w przypadku substancji zasadowych zawierających wapń, np. zaprawa murarska, cement). Przeznaczona do noszenia przy sobie w specjalnym futerale, apteczce, skrzynce narzędziowej, itp. Może być również używana w stacjach. Posiada ergonomiczną końcówkę dopasowaną do kształtu oka i zabezpieczenie przeciw kurzowi. Na etykiecie widnieje szczegółowa instrukcja użycia.

Okres przydatności do użycia: 3 lata
Butelka posiada oznaczenie CE.

Czas płukania: ok. 2 minuty
Nr produktu: 4753
Opakowanie: 10 x 200 ml

ph Neutral – butelka 1.000 ml



Litrowa butelka zawiera sterylne bufor fosforanowy o stężeniu 4,9%, który szybko i efektywnie neutralizuje nawet bardzo mocne kwasy i zasady na powierzchni skóry. Butelka posiada specjalną końcówkę rozpryskującą, która równomiernie nanosi płyn na dużą powierzchnię ciała. Można ją przechowywać przy stanowisku pracy, w samochodzie lub skrzynce narzędziowej.

Okres przydatności do użycia: 3 lata
Butelka posiada oznaczenie CE.

Czas płukania: ok. 2 minuty
Nr produktu: 4735
Opakowanie: 8 x 1 l

ph Neutral i Plum Eye Wash – stacja 200 i 500 ml



Odporna na wnikanie kurzu stacja ścienna wykonana z wytrzymałego styropianu i wyposażona w 200 ml butelkę płynu ph Neutral i 500 ml płynu Plum Eye Wash. Nadaje się zwłaszcza do montażu w miejscach, w których występuje ryzyko urazu oczu wskutek przedostania się do nich kwasów lub zasad. Z przodu umieszczono piktogram, w pokrywie znajduje się lustro. Dostępna także z elementem grzewczym.

Czas płukania: ph Neutral ok. 2 minuty, Plum Eye Wash ok. 5 minut
Nr produktu: 4784
Opakowanie: 1 szt.

ph Neutral – stacja 1.000 ml



Stacja ścienna wyposażona w litrową butelkę płynu ph Neutral i piktogram. Uchwyt umożliwia montaż przy stanowiskach pracy. Stacja nie wymaga podłączenia do instalacji wodnej. Doskonale uzupełnienie zainstalowanych na stałe spryskiwaczy, optymalne rozwiązanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku.

Okres przydatności do użycia: 3 lata

Czas płukania: ok. 2 minuty
Nr produktu: 4734
Opakowanie: 1 szt.

ph Neutral i Plum Eye Wash – stacja 200 i 500 ml



Stacja wyposażona w 200 ml butelkę płynu ph Neutral i 500 ml płynu Plum Eye Wash, wbudowane lustro i piktogram. Odpowiednia zwłaszcza do montażu w miejscach, w których występuje ryzyko urazu oczu wskutek przedostania się do nich kwasów lub zasad. Nie nadaje się do miejsc, w których występuje duża koncentracja kurzu i pyłu.

Czas płukania: ph Neutral ok. 2 minuty, Plum Eye Wash ok. 5 minut
Nr produktu: 4769
Opakowanie: 1 szt.

Futerał na butelkę 200 ml



Praktyczny futerał, który można przymocować do paska, ubrania roboczego, itp. Łatwy do otwarcia w razie potrzeby, dobrze chroni butelkę przed zanieczyszczeniem lub zgubieniem.

Nr produktu: 4692
Opakowanie: 10 szt.

Elastyczny program

Miej **oko** na bezpieczeństwo. Kilka sekund może zmienić wszystko!

Plum Eye Wash i ph Neutral to szybko działające, higieniczne rozwiązania do płukania oczu w każdej sytuacji:

Doskonale do usuwania ciał obcych, które przedostały się do oczu, a także do neutralizowania kwasów oraz zasad.

Elastyczne rozwiązanie systemowe


Szeroki program produktów zapewnia optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji. Oferujemy duże i małe stacje do montażu na ścianie bezpośrednio przy stanowiskach pracy oraz kompaktowe zestawy przenośne, które można przechowywać w samochodzie, skrzynce narzędziowej, apteczce lub specjalnym futerale noszonym przy pasku.

Łatwe i szybkie w użyciu


System opracowano z myślą o tym, by w razie urazu zapewniał możliwość szybkiego i łatwego przepłukania oczu. Do otwarcia pojemnika wystarczają dwa proste ruchy. Instrukcje obsługi w postaci prostego tekstu i piktogramów na butelkach oraz stacjach pomagają we właściwym użyciu preparatów.

Wysoka pewność działania

Ergonomiczna końcówka dostosowana do kształtu oka w prosty sposób umożliwia jego bezpośrednie przepłukiwanie, odprowadzając użyty płyn na zewnątrz. Pojemniki posiadają oznaczenie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami dla sprzętu medycznego.



Łatwość – pewność – elastyczność



Pieczętka przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl

www.praes.pl