


PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

PLASTRY ONE HAND

MOBILNA PIERWSZA POMOC

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

plum
Safety

W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, należy koniecznie stosować odpowiedni sprzęt pierwszej pomocy. Jeśli doszło do kontaktu oka z niebezpieczną substancją, szybkie udzielenie pierwszej pomocy ma decydujące znaczenie w kontekście uratowania wzroku. Niniejsza broszura pomoże Ci pogłębić wiedzę na temat pierwszej pomocy w przypadku uszkodzeń oczu.

www.praes.pl

SYSTEM ONE HAND



QUICK **FIX**

WKŁADY DO PŁASTRÓW PLUM QUICKFIX



DŁUGIE WKŁADY DO PŁASTRÓW PLUM QUICKFIX LONG

30 plasterów tekstylnych o zwiększonej długości, które można kilkakrotnie owinać wokół palca. Do wyboru są plastry elastyczne, niebieskie plastry wykrywalne, czarne plastry lub plastry przeźroczyste dla rentgena.



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG



PLUM DETECTABLE LONG



PLUM QUICKFIX BLACK



PLUM XRAY LONG



PLUM QUICKFIX ELASTIC

45 elastycznych i wygodnych plastrów tekstylnych, które dopasowują się do ruchów skóry. Plastry są przyjazne dla skóry i pozwalają jej oddychać.



PLUM QUICKFIX DETECTABLE

45 niebieskich, dobrze widocznych plastrów tekstylnych z wbudowaną folią metalową, które można wykryć za pomocą wykrywacza metalu. Szczególnie nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym. Plastry wykonane są z materiału przepuszczającego powietrze.



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Aloes zawarty w opatrunku ma dobrze znane właściwości łagodzące, nawilżające i kojące. Tworzy on optymalne warunki dla otoczenia rany, wspomagając naturalny proces gojenia. Zapobiega tworzeniu się strupów. Materiał, z którego wykonano plaster, jest tekstylny i oddychający.



PLUM QUICKFIX CZARNY

Opakowanie zawiera 45 plastrów wykonanych z czarnej tkaniny poliestrowej. Plastry są trwałe i oddychające, dzięki czemu nadają się do stosowania w różnych miejscach pracy.



PLUM QUICKFIX XRAY

45 niebieskich plastrów tekstylnych wykrywalnych w promieniowaniu rentgenowskim z aluminiową wkładką zawierającą siarczan baru. Plastry są wodoodporne i wykrywalne przez wykrywacze metalu oraz promieniowanie rentgenowskie.



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

45 plastrów wodoodpornych, które szczególnie nadają się do środowisk pracy o wysokim poziomie wilgotności. Plastry są wykonane z ochronnego materiału PE i są oddychające.




PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Plastry o działaniu hemostatycznym. Obecność włókien alginianowych pomiędzy włóknami włókniny w wkładce na ranę tworzy sztuczny skrzep (żel) wewnątrz wkładki, który zatrzymuje krwawienie w ciągu 1-2 minut i utrzymuje optymalne warunki wilgotnościowe. Plaster jest oddychający.

Plum QuickRinse

Ampułki Plum Eyewash 0,9% z roztworem chlorku sodu QuickRinse zostały opracowane specjalnie do wypłukiwania drobnych ciał obcych, które można usunąć przy użyciu niewielkiej ilości płynu. Główną zaletą tych ampulek jest wygoda – wystarczy otworzyć małe opakowanie jednorazowego użytku zamiast większej butelki.

PLUM EYEWASH 0,9% CHLOREK SODU QUICKRINSE – 5 x 20 ml
5 ampulek płynu do przemywania oczu zawierających 20 ml 0,9% sterylnego roztworu chlorku sodu



KROK 1:
ODKRĘĆ AMPUŁKĘ



KROK 2:
PRZEPŁUCZ OKO



KROK 3:
WYRZUĆ PUSTĄ AMPUŁKĘ



PAMIĘTAJ !

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Pieczętka przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl

www.praes.pl